

## LIAN NM MULTI BRASSARDS VELCRO NYLON (L, M, S) SPENGLER

Réf. DSP520630



# LIAN NM MULTI BRASSARDS VELCRO NYLON (L, M, S) SPENGLER



Réf. DSP520630

**Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.**

## GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

## RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

## CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

## BRASSARD

- Brassard multibrassard (L, M, S), nylon, gris
- Livré avec une trousse de transport

## OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446007249

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,122

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



04/02/2021 12:56 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP520630

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.