

# LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR ADULTE (M) SPENGLER



Réf. DSP513210



CE  
0459



# LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR ADULTE (M) SPENGLER



Réf. **DSP513210**

**Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.**

## GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

## CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

## RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

## BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), nylon Oxford, noir

## OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446009953

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,500

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



11/02/2021 21:17 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP513210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.