

TA 3908



Code article : **1060023**
Code GTIN : 3615800001682

Famille :
Aides à la marche

Description :
Déambulateur 3 roues à frein, pliant, avec panier, sacoche et tablette amovibles, poignées ergonomiques réglables en hauteur.

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec deux bras
Utilisation intérieur / extérieur

Classe du dispositif : I

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Largeur : 690 mm
- Longueur : 580 mm
- Hauteur mini/maxi : 825 / 970 mm
- Dimensions plié (lxLxh): 260x660x850

- Hauteur sol / tablette : 740 mm

- Panier : 270 x 230 x 260
- Tablette : 240 x 280

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 100 g

Description technique

- Châssis tubes acier Ø22x1 soudés finition époxy couleur gris
- Crosses acier chromée réglables en hauteur (manettes de serrage indexables)
- Poignées ergonomiques
- Sacoche amovible
- Panier grillagé amovible
- Tablette amovible positionnable sur panier
- Freins de parking et de service sur roues arrières
- 3 roues : Ø 200 x 50mm à bandage, fixes à l'arrière et pivotante à l'avant

Poids du produit :

7,6 kg

Version mise sur le marché à partir de :

23 janvier 2020

Etiquetage produit

Remboursement

1285619

Vignette CE

