

LAZY UP Fauteuil Releveur



NOUVEAU



Le fauteuil releveur **LAZY' UP** s'incline en 2 temps grâce à sa motorisation leg'up : le relève-jambes puis le dossier.

Son grand dossier réglable en profondeur lui procure un maintien de qualité, tout en optimisant l'espace avec une largeur limitée.

Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.

- > Vérins électriques Rohs certifiés
- > Mono moteur avec télécommande
- > Repose jambes en continuité de l'assise
- > Motorisation leg'up
- > Dossier réglable en profondeur
- > Assise déhoussable
- > Batterie pour usage sans fil en option




Microfibre aspect vieux cuir

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

 **YouTube**
Vidéo de présentation



Conditionnement :
Carton de regroupement : 1 pc.
Palette : 2 pc.




Poid total	Densité dossier	Densité assise
41kg	24kg/m ³	21kg/m ³



DIMENSIONS

A	Hauteur totale	107 cm
B	Profondeur totale	82 cm
C	Hauteur accoudoir sol	63 cm
D	Hauteur dossier	64 cm
E	Hauteur assise sol	46 cm
F	Largeur totale	74 cm
G	Largeur entre accoudoirs	52 cm

H	Profondeur assise	47-54 cm
I	Profondeur allongé	149 cm



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
480445	Lazy Up classic vintage	3701127701616	3701127701616	Néant
480446	Lazy Up Black	3701127704945	3701127704945	



Dossier incliné, jambes relevées



Position debout



Position jambes relevées



Grand dossier réglable en profondeur