

# NEW CLUB Chaise hygiénique




NOUVEAU COLORIS



GARANTIE 2 ANS  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :  
Palette : 16 pc.



Sobre et fonctionnelle, **NEW CLUB** est équipée d'une assise surépaisse totalement amovible et d'un bouchon confort. L'ouverture des bras facilite l'usage lors de l'assise et de la sortie du patient.

Matériaux : acier traité époxy, assise, dossier et accoudoirs bi-matières, seau polypropylène

- > Sortie du seau par le dessus
- > Châssis en acier traité époxy
- > Assise thermosoudée, accoudoirs bi-matières



Sortie du seau par le dessus


COLORIS

OCÉAN

GREY

## DIMENSIONS

Hauteur totale	A	84 cm
Largeur entre accoudoirs	B	51.5 cm
Largeur hors tout	C	61 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	D	73 cm
Hauteur assise sol	E	52 cm
Hauteur assise+dossier	F	35 cm
Profondeur assise	G	40 cm
Profondeur hors tout	H	49 cm
Poids		7 kg
Ouverture de l'assise percée		21 cm x 25,5 cm



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
320023	New Club Océan avec bouchon	3401096071467	3701127709308	Ancien code : 1243302
320011	New Club Grey avec bouchon	3701127705164	3701127705164	Nouveau code : 6273816 102,62€

