

# Planche de transfert

## Surf



## Un transfert en douceur

### ▮ Planche d'autotransfert *Surf*

#### Une planche très résistante

- **Dimensions conséquentes** permettant le transfert de gabarits très différents
- **Son utilisation facilitée** permet l'autotransfert
- Muni d'une **surface antidérapante** au dos pour un transfert en toute **sécurité**
- **Supporte jusque 130 kg** si les points d'appui sont espacés de 30 cm maximum
- **Supporte jusque 180 kg** si les points d'appui sont espacés de 20 cm maximum



#### Caractéristiques

- Longueur : 77 cm
- Largeur intérieure : 22,2 cm
- Epaisseur : 1 cm
- Poids : 1,5 kg
- Poids maximal supporté : **130 kg à 180 kg** (selon positionnement)

<b>Référence</b>	SA 622 0100	<b>Code ACL</b>	34010 413 493 8 2
------------------	-------------	-----------------	-------------------



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.