

# ROLLATOR 4 ROUES

## Cristallo



*Une aide au déplacement pratique et sécurisante*

### Un accompagnement au quotidien

- **Siège, panier, et plateau**, pour un confort quotidien.
- **Porte-canne** de série pour plus de facilité.
- **Poignées à pousser** anatomiques **réglables en hauteur** pour une meilleure adaptabilité.
- Système de freinage simple et fiable pour votre sécurité.
- **Produit pliable** pour plus de facilité de rangement de transport.
- Roues pleines de 19 cm pour plus de **résistance** et de **maniabilité**.
- Produit livré sous emballage «prêt-à-vendre».
- **Freins de parking** de série.



### Caractéristiques

- Longueur totale : **67 cm**
- Largeur totale : **61 cm**
- Hauteur totale : **100 cm**
- Hauteur des poignées : **79 à 100 cm**
- Largeur entre les poignées : **43 cm**
- Largeur de l'assise : **38 cm**
- Profondeur d'assise : **16 cm**
- Hauteur du siège : **61 cm**
- Largeur entre les roues arrière : **41 cm**
- Dimensions du rollator plié : **26 x 61 x 86 cm**
- Poids avec accessoires : **9,8 kg**
- Charge maximale : **130 kg**
- Matière : **acier**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
CRISTALLO	722100000	3664390167728

