

QUADRIGO Déambulateur pliant 4 Poignées




Avec ses pieds réglables en hauteur, le déambulateur **4 poignées** est équipé d'un double niveau de poignées, apportant une aide au lever pratique et stable. Maniable, il s'adapte à toutes les morphologies.

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène

- > Légèreté
- > Pliable
- > Réglable en hauteur
- > Ttilisable comme cadre de WC
- > Transformable fixe en articulé par clips

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 100 KG


Conditionnement :
Carton de regroupement : 21
Palette : 42



223840 plié

DIMENSIONS

A	B	C	D	Encombrement plié	Poids
81/99 cm	55 cm	11 cm	46 cm	56.5 x 83 x 12 cm	2,48 kg



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Longueur poignée
D= Profondeur hors tout

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
223840	QUADRIGO Pliant 4 poignées	3701127707250	6273851 53.81 €

