



HEXAGANTS

Nitrile non stériles,
non poudrés, ambidextres



Confort

Elastique, souple et résistant

Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

Bonne préhension

Surface texturée micro-rugosités

Sans poudre

Compatible avec l'utilisation
de solution et gel hydroalcooliques

Sans latex

Protection et sensibilité optimale sans
allergie au latex

Contact alimentaire

Ces gants sont compatibles
avec les aliments secs, aqueux,
alcoolisés, acides et gras
pendant une courte période

	Référence	Longueur	Épaisseur paume	Épaisseur doigts	Épaisseur manchette	Couleur	Boîte	Carton
S : Small (6 - 7)	HEXN501NPS	240 mm	min 0,06 mm	min 0,08 mm	min 0,05 mm	Bleu lavande	100 pièces 230 x 125 x 55 mm	1000 pièces
M : Medium (7 - 8)	HEXN502NPM							
L : Large (8 - 9)	HEXN503NPL							
XL : X Large (9 - 10)	HEXN504NPXL							

Matériaux utilisés

Latex free

Agent de vulcanisation : Sulfure

Accélérateurs de vulcanisation : ZDEC et ZDBC

Étiquetage

Sur chaque boîte sont inscrits la référence,
le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme NF
EN ISO 15223-1 :

Symboles à utiliser avec les étiquettes,
l'étiquetage et les informations à fournir relatifs
aux dispositifs médicaux.

Conformité

Classe I

Règlement 2017/745

NF EN 455 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 1 : Détection des trous.

Prescription et essais.

Partie 2 : Propriétés physiques.

Prescription et essais.

Partie 3 : Exigences et essais
pour évaluation biologique,

Partie 4 : Exigences et essais relatifs
à la détermination de la durée
de conservation.

