



HEXAGANTS

Latex non stériles,
non poudrés, ambidextres



Confort

Elastique, souple et résistant

Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

Bonne préhension

Surface texturée micro-rugosités

Sans poudre

Compatible avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques

	Référence	Longueur	Epaisseur paume	Epaisseur doigts/manchette	Couleur	Boîte	Carton	Palette
S : Small (6 - 7)	HEXL201NPS	240 mm	± 0,08 mm	±0,08 mm	Crème	100 pièces 220 x 110 x 70 mm	1000 pièces	80 cartons
M : Medium (7 - 8)	HEXL202NPM							
L : Large (8 - 9)	HEXL203NPL							
XL : X Large (9 - 10)	HEXL204NPXL							

Matériaux utilisés

Latex de caoutchouc naturel
(susceptible de provoquer des allergies)

La présence de Latex naturel est indiquée
sur le conditionnement par le logo suivant :



Agent de vulcanisation : Sulfure

Accélérateurs de vulcanisation: ZDEC et ZMBT

Etiquetage

Sur chaque unité sont inscrits la référence,
le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme
NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser
avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations
à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

Conformité

Classe I

Règlement 2017/745

NF EN 455 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 1: Détection des trous.

Prescription et essais.

Partie 2 : Propriétés physiques.

Prescription et essais.

Partie 3: Exigences et essais

pour évaluation biologique,

Partie 4 : Exigences et essais relatifs

à la détermination de la durée
de conservation.

