

Canne pliante Hurricane



↳ Pour plus de stabilité

- Réglable en hauteur
- Aide à passer de la position assise à la position debout
- **Base pivotante à 360° avec 3 points de contact**
- Assure stabilité quelque soit l'angle et la qualité du terrain
- Se plie facilement pour le transport
- Dragonne incluse
- **Disponible en 4 couleurs**



Caractéristiques

- Hauteur réglable : **77,5 à 95 cm**
- Matière : aluminium
- Couleurs : violet, bleu, noir et rouge
- Poids total : **0,4 kg**
- Poids maximal supporté : **158 kg**



Référence Violet	HCANE-PR	Code ACL	36643 901 612 1 4
Référence Bleu	HCANE-BL	Code ACL	36643 901 612 0 7
Référence Noir	HCANE-BK	Code ACL	36643 901 611 9 1
Référence Rouge	HCANE-RD	Code ACL	36643 901 612 2 1

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

