

ROLLATOR PLIANT

Moka



Une aide au déplacement incontournable

Pliable comme une poussette canne

- Rollator ultra léger pour plus de confort au déplacement.
- Se replie comme une poussette pour faciliter le transport et le rangement.
- Muni d'une assise, d'une bande d'appui-dorsale et d'un panier pour plus de confort.
- Poignées réglables en hauteur par boutons poussoirs pour s'adapter à toutes les tailles.
- Porte-canne de série.
- Freins parking de série.

Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : **69 cm**
- Largeur hors-tout : **66 cm**
- Hauteur des poignées : **79 à 91,5 cm**
- Hauteur sol/siège : **53 cm**
- Dimensions du siège : **45 x 22,5 cm**
- Matière : aluminium
- Couleur : gris métallisé
- Poids maximal supporté : **120 kg**
- Poids total avec panier : **7,6 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
MOKA	SA 130 3601	ACL 34011 702 821 4 7

