

# OBANA Planche de bain

XXL



POIDS SUPPORTE: 200 kg

Pour un transfert facile et une stabilité accrue, la planche OBANA est livrée avec une poignée et 4 patins réglables en caoutchouc qui s'ajustent à l'intérieur de la baignoire.

Matériaux : polypropylène. Entretien : liquide ménager non abrasif, chiffon doux pour sécher après utilisation

- > Poignée de transfert
- > Patins stabilisateurs



Patin réglable

## DIMENSIONS

Dimension intérieure de baignoire	41 à 60 cm
Hauteur totale	57 cm
Profondeur assise	26 cm au minimum
Largeur entre accoudoir	70 cm
Poids	3.2 kg



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
550800	Planche de bain Obana	3701127706512	Néant

Preise en charge  
LPPR