

La sécurité des séniors pour le bain et la baignoire

La **planche de bain ergonomique Marina d'Invacare** vous donne un moyen sûr de **rentrer et sortir de votre baignoire** ainsi qu'une possibilité de profiter de votre toilette en étant assis.

Cette **planche de bain** se fixe sur toutes les baignoires grâce à **4 pieds antidérapants ajustables** qui assurent une stabilité à toute épreuve à cette planche pouvant supporter jusqu'à 150 kg. Une fois correctement stabilisée, vous apprécierez la **forme ergonomique de la planche** ainsi que la poignée servant à vous transférer en toute sécurité.



Le revêtement de la **planche de bain ergonomique Marina** est antidérapant et recouvert de trous pour éviter l'eau stagnante qui refroidit. Au centre de la planche, les bords sont légèrement incurvés pour faciliter la toilette intime.

Enfin, vous trouverez sur la **planche de bain Marina** un porte-savon ainsi qu'une découpe destinée à poser le pommeau de douche.

Caractéristiques et points forts de la planche de bain ergonomique Marina

- Longueur : 69 cm
- Largeur : 33 cm
- Pieds ajustables à la baignoire (de 39,5 à 62 cm).
- Avec poignée et revêtement antidérapant
- Taille de la poignée : 18 cm
- Epaisseur : 4 cm
- Poids : 1,6 kg
- Poids max. autorisé : 150 kg.
- Existe en version XL (poids max. : 200 kg).