



Description

- Ciseaux pointus.
- Convient pour les soins infirmiers courants : la découpe de pansements avec dépression centrale, de sparadrap, de bandages, de gaze...
- Coupe nette et précise.
- Deux modèles disponibles : avec lame droite ou avec lame courbée.
- Longueur de 14 cm. Idéal pour être glissé dans la poche d'une blouse.
- Ciseaux très résistants en acier inoxydable.
- Dispositif ergonomique qui garantit un travail de haute précision.
- Produit non stérile, autoclavable à 134°C durant 18 minutes.
- Conditionné en sachet individuel.
- Indispensable dans une trousse de premiers secours.
- Marquage CE.

Mode d'emploi

- Avant toute utilisation, désinfecter et stériliser les ciseaux médicaux.
- Les nettoyer de nouveau après usage.

À stocker dans un endroit propre et sec.

Ne pas utiliser de brosse ou d'objets métalliques lors du nettoyage de ces ciseaux.

L'élimination de ciseaux médicaux doit se faire dans un conteneur DASRI.

Risque de contamination croisée en cas de réutilisation sans stérilisation préalable.