

TROUSSE POCKET

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Usage : Trousse de secours ultra-compacte et ultra-légère avec des produits de soins de première nécessité intégrés

Composition : 22 produits de soins qualitatifs intégrés

Dimensions : L 4 cm x H 9 cm x P 8 cm

Poids : 135 g

Ref article : PHTS6000403

Code EAN : 0604375004030

Code ACL : 6267138

DLU : variable. Indiqué sur les produits de soins



DESCRIPTION & AVANTAGES DU PRODUIT

- Format adapté aux activités de plein air et à l'itinérance grâce à son velcro (renforcé par un bouton pression) permettant de l'accrocher à la ceinture (trail, escalade), à un guidon ou cadre de vélo, à un passant d'un sac à dos...
- Contenu optimisé pour les premiers secours : compresses, lingettes nettoyantes, pansements pour sutures adhésives, compresse de glace...
- Certification CE – Dispositif Médical classe I

PRODUITS DE SOIN CONTENUS

- **Désinfection, traitement des plaies et saignements, bandes :**
 - 5 pansements adhésifs 76 mm x 25 mm
 - 5 pansements adhésifs 40 mm X 10 mm
 - 1 lot de sutures adhésives 6 mm x 10 cm
 - 1 compresse stérile non adhérente 5 cm X 7,6 cm
 - 4 lingettes nettoyantes chlorexidine 4 cm x 4 cm
 - 1 ruban adhésif 1,25 cm x 2,29 m
 - 1 bande gaz 5 cm x 4,5 m
- **Petit matériel et matériel d'urgence :**
 - 1 paire de ciseaux
 - 1 paire de gants stériles
 - 1 pince à échardes
 - 1 compresse de glace

TROUSSE POCKET x22 PIECES



Gants vinyle (paire) x 1




Compresse stérile non-adhérente 5 cm x 7,6 cm



Lingettes nettoyantes chlorhexidine 4 cm x 4 cm



Bande gaz élastique 5 cm x 4,5 m



Pansements adhésifs 76 mm x 19 mm



Pansements adhésifs 40 mm x 10 mm



Sutures adhésives 6 mm x 10 cm



Compresse de glace



Ruban adhésif 1,25 cm x 2,29 m



Paire de ciseaux



Pince à échardes