



## GANT NITRILE NON POWDRÉ NOIR



Nom du produit	<b>GANT EXAMEN NITRILE NON POWDRE NOIR</b>	
Référence	<b>GN18S:</b> Small 6/7 <b>GN18M:</b> Medium 7/8 <b>GN18L:</b> Large 8/9 <b>GN18XL:</b> XLarge 9/10	
Description	<p>Ambidextre, lisse, bouts des doigts micro-texturés pour une meilleure préhension, Bord roulé. Gant biodégradable.  Longueur: 240 mm  Largeur en mm (+/-10) Small : 80 - Médium: 95 - Large : 110 - XLarge : 120  Epaisseur : Paume = 0.07 mm (+/- 0.03 mm)/ Doigts = 0.11 mm (+/- 0.03 mm)  Manche = 0.06 mm (+/- 0.02 mm)  Elongation à la rupture : avant vieillissement = 500% minimum / après = 400%  Résistance à la rupture = 6 N  Test dermique d'irritation première / Résultat : Non irritant EN 455 - 3.  Test dermique de sensibilisation / Résultat : Non irritant EN 455 - 3.  Porosité : EN 455-1. Contrôle G1/AQL 1.5 / Contrôle S2/AQL 4.0  Propriétés physiques : EN 455- 1/2/3/4 Pénétration EN 374 - 2 tests à l'eau et à l'air. Test EN 16523-1:2015 aboutissant à l'EN374-1 de type B  DLUO : 5 ans après date de fabrication</p>	
Composition	Matière première : 100% nitrile (acrylonitrile butadiene). Pas de latex. Taux de protéine = 0	
Informations Complémentaires	DM de classe 1 (2017/745) Fabriqué en accord Directive 89/686/CEE (2016/425) Catégorie III ISO9001 – ISO13485 – EN420 - EN4551/2/3/4 – EN374 1/2/3/4/5 -EN16604 - EN16523-1 Pas d'emballage Plastique. Boite en carton recyclé.        	
Responsabilité Ecologique et Sociale	Audit annuel indépendant (Amfori BCSI) sur l'éthique, protection de l'environnement, précarité de l'emploi, conditions de travail : Score 2019 = A	
<b>LOGISTIQUE</b>		
Carton	10 boîtes de 100 gants	
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre 5° C et 25° C Les ions cuivre décolorent le gant.	
	 <80%   10°C  30°C	

Rev3 : 22/11/2022

## SUPPORT MURAL PLEXIGLAS POUR GANTS D'EXAMEN

Nom du produit	<b>Support mural en plexiglas pour gants d'examen</b>	
Caractéristiques	Support mural universel, il accueille toutes les boites de gants d'examen : Latex, Vinyle, Nitrile (100 ou 200 gants) et Synthétique. Léger, robuste et fonctionnel. Transparent et lisse, il facilite l'hygiène.	
<b>2 VERSIONS DISPONIBLES</b>		
Référence pour support d'1 boite	<b>PE1B</b>	
Dimensions	<b>133 mm*266 mm*99 mm</b>	
Carton de	<b>2 Supports muraux</b>	
Référence pour support de 3 boites	<b>PE3B</b>	
Dimensions	<b>392 mm*266 mm*99 mm</b>	
Carton de	<b>2 Supports muraux</b>	