



## Surveillance de la saturation et de la fréquence cardiaque.

### ↳ Oxymètre de pouls *OxyPad Home 2*

- **Simple d'utilisation**
- **Faible consommation d'énergie,**  
3h heures en continu
- Arrêt automatique après 5 secondes sans utilisation
- Positionnement du doigt dans une chambre en caoutchouc médical
- Indicateur de niveau de charge des piles
- Livré avec une **trousse de rangement** et **dragonne**



## Caractéristiques

- Affichage : écran LCD
- Plage de mesure SpO<sub>2</sub> : 0% - 100%
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 30 - 250 bpm
- Intensité du pouls : bargraphe à 6 segments
- Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA (fournies)
- Dimensions : 57 x 31 x 32 mm
- Poids : environ 50 g (avec piles)

<b>Référence</b>	CC 650 1200	<b>Code ACL</b>	34015 714 619 0 5
------------------	-------------	-----------------	-------------------

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

CE 0123