

# SIMPLY II Rollator



Avec son cadre en acier, le rollator **SIMPLY II** est le plus économique des rollators 2 roues. Ses poignées anatomiques assurent une bonne prise en main et s'ajustent en hauteur à l'aide de deux molettes de fixation.

Matériaux : acier et assise polypropylène

- > Légèreté
- > Roues intégrées dans le châssis
- > Poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité)
- > Cadre pliable
- > Assise clipsable sur le cadre en position ouverte pour une meilleure sécurité


GARANTIE 2 ANS  
POIDS SUPPORTE: 120 KG



Poignée ergonomique

## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	Dimensions assise	Encombrement plié	ø roues	Poids
81/94 cm	52 cm	55 cm	12 cm	65 cm	40 cm	39 x 20 cm	12 cm	11 cm	4.8 kg



A= Hauteur  
B= Largeur hors tout  
C= Hauteur assise/sol  
D= Longueur poignée  
E= Profondeur  
F= Largeur entre poignées

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
243801	SIMPLY II (par 2)	3701127704860	6273851
243801u	SIMPLY II (par 1)	3701127704877	53.81 €

