

# Fauteuil releveur économique

## Pico



Réf : LVPICOMICRO

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	1 moteur
<b>REVÊTEMENT</b>	Tissu panamera (FJ071) : 100 % polyester
<b>SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE</b>	Dossier : sangles élastiques Assise : ressorts nosag
<b>STRUCTURE DU FAUTEUIL</b>	Bois massif et contre-plaqué
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	Assise : 32 kg/m <sup>3</sup> Dossier : fibres creuses vierges siliconées Accoudoirs : 28 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	71 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	84 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	98 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	47 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	49 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	54 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	44 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	35 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	110 kg
<b>GARANTIE</b>	2 ans

- Economique et compact, au design coquet.
- Format compact adapté aux petits espaces.
- Alliance parfaite entre design, confort et prix.

