



## Enfile-bas Dorking Homecraft®

Réf : 081305705

Marque : Homecraft



### Description du produit

Cet enfile bas permet à l'utilisateur de mettre des chaussettes et des bas de manière autonome. Les encoches latérales maintiennent la chaussette en toute sécurité, tandis que les extrémités de la sangle aident à mettre le bas en place efficacement.

Cet enfile bas est un dispositif simple et peu coûteux et très utile pour les personnes pour qui il est difficile de se pencher et d'atteindre le pied.

#### Caractéristiques :

- Léger
- Utilisation simple
- Gouttière profilée solide, en plastique souple
- Longue corde
- Version avec encoches disponible (maintient fermement la chaussette)

### Spécificités techniques

EAN

5028318465095

TVA	20 %
Modèle	Standard
Condit.	Blister
Long. Gouttière	23cm
Long. Corde	92cm
Poids	55g
Top vente	Oui