

URINAL POUR HOMME AVEC BOUCHON FICHE TECHNIQUE

Définition

- Urinal pour homme avec bouchon

Caractéristiques générales

- En polypropylène
- Capacité jusqu'à 1000 ml, poignée anatomique et échelle graduée

Instructions d'utilisation

- Indiqué pour recueillir les urines.
- Doté d'un bouchon pour fermeture à pression pour une hygiène et sécurité maximales.



Dispositif médical conforme à la directive CEE 93/42

Modifiée par la directive 2007/47/CE

Mise en œuvre par le D.L n°37 du 25/01/2010

Classe I

- Dispositif médical adapté à recueillir l'urine.

Conformité

- Système Assurance qualité : certifié conforme UNI EN ISO 9001
- Système Assurance qualité : certifié conforme UNI CEI EN ISO 13485

Caractéristiques techniques

MATIÈRE PREMIÈRE du produit	Matière plastique atoxique pour usage médical et biocompatible
EMBALLAGE	Emballage individuel dans un sachet transparent/blanc

Stérile	Non
Présence de latex dans le produit	Non
Présence de latex dans l'emballage	Non
Validité	5 ans
Modalité de conservation	Conserver dans un lieu frais et sec, loin des sources de chaleur

Possibilité de stériliser le produit

- Produit non stérile.
- Le produit peut être lavé à une température de 80°C maximum, non en autoclave.

Élimination

- Le produit est assimilable aux déchets hospitaliers ou déchets spéciaux, par conséquent il doit être éliminé selon les normes en vigueur.



URINAL POUR HOMME AVEC BOUCHON FICHE TECHNIQUE

Mises en garde

- Nettoyer et essuyer après chaque utilisation

Contrôles de qualité

- Chaque lot est soumis aux contrôles selon des procédures codifiées. Les contrôles sont effectués d'abord sur les matières premières puis durant la phase de fabrication. Des méthodes pour examens esthético-visuels et dimensionnels sont appliquées.

Emballage

On peut trouver sur les étiquettes et/ou les emballages les inscriptions suivantes :

Nom de vente
Fabricant
Distributeur
Date et lot de fabrication
Validité
Modalité de conservation
Code-barres de l'article

Matériau d'emballage

- Cellophane transparent avec étiquette.

Fabricant

- FL MEDICAL- Via San Pietro Montagnoni 11/, 35038 Torreglia (PADOVA) ITALIE

Distributeur

- Pikdare S.p.A. - Via Saldarini Catelli 10 - 22070 Casnate con Bernate (Como) - Italy

Assortiment

CODE	EMBALLAGE	UNITÉ
02 050088 000 000	1 pièce	35 pièces

Directeur Technique
PIKDARE S.p.A.
Dr. MAURO CASSANI
Medical Devices Department
Technical Director