

joleti

NOTICE

1821137000	POIGNEE SORTIE DE LIT SUR PIED JOLETI
------------	---------------------------------------

1. L'épaisseur du matelas doit être supérieure à 10 cm pour pouvoir assurer une stabilité suffisante du rail. Ne pas utiliser avec un matelas en mousse en raison de la légèreté de celui-ci.
2. Avant la première utilisation, veuillez-vous assurer que chaque vis a été serrée correctement.
3. Les mains courantes ne peuvent être utilisées que comme produits auxiliaires. En cas de besoin particulier, il est recommandé de vous rapprocher d'un professionnel de santé.

joleti

