

286i

ROLLATOR

Largeur	600 mm
Longueur (uitgekapt)	680 mm
Largeur siège	420 mm
Hauteur siège	560 mm
Freins	Frein multifonction
Pente maxi	utiliser sur une surface plane
Poids	9 kg
Incl. panier + tablette	9,85 kg
Poids utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	Ø 190 mm x 45 mm
Couleur	bleu

Sous réserve de modifications techniques.
Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Vermeiren France Phalempin - Rue de l'Empire - 59133 Phalempin - Tel.: 03 28 55 07 98 - Fax: 03 20 90 28 89

Vermeiren France Cournon - 11 rue des Acilloux - 63800 Cournon d'Auvergne - Tel.: 04 73 60 82 40 - Fax: 04 73 77 95 94

info@vermeiren.fr • Visitez également notre site Internet: www.vermeiren.fr



Pour plus de mobilité