

AQ-TICA Chaise hygiénique de douche



NOUVEAU

Les chaises AQ-TICA s'utilisent comme chaise percée, rehausse WC ou siège de douche. Légère et facile à monter, elle est livrée avec un seau et un bouchon offrant une assise très confortable. Elle se règle en hauteur par clips et son design est étudié pour faciliter l'hygiène intime.

Déclinées en deux versions avec un grand ou un petit dossier, elles sont disponibles en plusieurs coloris.


Matériaux : aluminium, polypropylène

- > Design modulable : dossier et accoudoirs amovibles
- > Montage facile sans outils
- > Structure légère antirouille en aluminium et plastique
- > Assise perforée pour l'évacuation de l'eau
- > Ventouses antidérapantes




GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 150 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 16



Sortie du seau par l'avant



Pieds réglables



Accoudoirs amovibles

DIMENSIONS

	AQ-TICA Confort (grand dossier)	AQ-TICA Club (petit dossier)
Dimensions (l x L) hors tout	58 * 52 cm	58 * 52 cm
Dimensions assise (l x L)	46,5 cm (entre accoudoirs) * 45 cm	46,5 cm (entre accoudoirs) * 45 cm
Hauteur assise - sol mini / maxi	43,5 / 54 cm (5 hauteurs de réglage)	43,5 / 54 cm (5 hauteurs)
Hauteur dossier	39 cm	12 cm
Dimension ouverture de l'assise (l x L x h)	22 * 25 * 6,5 cm	22 * 25 * 6,5 cm
Hauteur des accoudoirs	17,5 cm	17,5 cm
Largeur des accoudoirs	5,7 cm	5,7 cm
Poids	7,10 kg	6 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
540330	siège de douche AQ-TICA Confort anis	3701127702880	
540331	siège de douche AQ-TICA Confort dark grey	3701127702897	6273816
540332	siège de douche AQ-TICA Club anis	3701127702903	102,62 €
540333	siège de douche AQ-TICA Club dark grey	3701127702910	

Prise en charge
LPPR

BOITE PRODUIT

