



tecnimoem
investigación+desarrollo+innovación



Licencia de
fabricación de
Producto Sanitario
Nº 5867-PS



Tecniemoem 97, S.L. – CIF. B31592819
Ctra. Logroño – Mendavia Km. 5 – 31230 Viana (Navarra)
T. 34 948 646 213 – F. 34 948 646 380
www.tecniemoem.com – Mail: tecniemoem@tecniemoem.com

Le fauteuil de bain est considéré comme un dispositif médical de classe 1 au sens de la directive 93/42 / CEE, modifiée par la directive 2007/47 / CE et transposée dans la réglementation espagnole par RD 1591/2009. Norme de référence UNE-EN 12183: Fauteuils roulants à propulsion manuelle. Conditions requises et méthodes d'essai.


OBJET ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

MOEM est un fauteuil de douche et de toilettes destiné à faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite. Il peut être utilisé dans la douche, le lavabo et les toilettes, ainsi que pour transporter des patients pesant au maximum 150 kg.

CHÂSSIS

Châssis extérieur en tube d'acier Ø25X1,5 mm et tôle d'acier de 30x5 mm (fabriqué selon la norme UNE 10305-5). Peinture époxy-polyester.

PIÈCES



- 1.- DOSSIER (polypropylène)
- 2.- ACCOUDOIR (polypropylène). Détachable
- 3.- SIÈGE (polypropylène)
- 4.- REPOSEPIEDS (polypropylène). Détachable et réglable en 5 positions
- 5.- ROUE Ø125 avec frein
- 6.- GUIDON (polypropylène + fibre de verre)
- 7.- COUVERCLE (polypropylène). Détachable
- 8.- SUPPORT ROUE (polypropylène + fibre de verre)

VIS EN ACIER INOXYDABLE

OIR (polypropylène)

POIDS

15 Kg.

MESURES

