

# Pilulier semainier Liberty



Suivi précis du traitement tout au long de la semaine : 1 module pour chaque jour de la semaine et 4 cases par module (jusqu'à 4 prises par jour).

Pratique : le jour de la semaine, inscrit en gros caractères, apparaît clairement dès l'ouverture du pilulier.

Compact et léger : il se glisse facilement dans un sac pour être emporté partout.

Design élégant : aspect chic maroquinerie, coloris tons naturels

## Caractéristiques

**Pilulier semainier** : 7 modules indépendants, 4 compartiments par module (matin, midi, soir, nuit).

**Module journalier amovible** : possibilité d'emporter son traitement à la journée.

**Manipulation facile** : ouverture/fermeture aimantée, prise des médicaments d'une seule main.

**Sécurité jour/nuit** : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise en toute sécurité des médicaments de jour et de nuit (souvent avec des dosages plus forts). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.

**Complet** : contient une fiche-patient pour noter les informations médicales importantes et un espace pour ranger les ordonnances.

**Adapté aux malvoyants** : lisibilité facilitée grâce à des inscriptions en grands caractères + repères tactiles pour indiquer chaque prise.

## Fiche technique

### **Dimensions :**

Etui : 15 x 11 cm, H 3 cm

Module journalier : 11 x 2.3 cm, H 2 cm

### **Disponible en 2 couleurs :**

Anthracite et beige