

Coussin coccyx DONUT

Recommandé pour :

- Les femmes enceintes pour une assise confortable pendant la grossesse et après l'accouchement.
- Les personnes souffrant d'hémorroïdes et après chirurgie des hémorroïdes.
- Les personnes travaillant en position assise à la maison ou au bureau pour une bonne posture et pour soulager la douleur.
- La prévention des escarres dans la région des fesses et des cuisses
- Soulager les douleurs au bas du dos et au coccyx

Contre-indications :

- Aucune

ENTRETIEN :

La mousse à mémoire de forme n'est pas lavable.

La taie extérieure est amovible et peut être lavée à une température maximale de 30 °C.



Informations techniques :

Dimensions : 44cmx7,5cm

Densité : 45 kg/m³

Composition :

Coussin : mousse viscoélastique 100% polyuréthane

Hausse : 100% polyester avec points antidérapants

Couleur: bleu marine

Certificats:



Fabricant :



LANIAKEA DIRECT SAS
21-23 Rue Aristide Briand
92170 Vanves, France