

## Coussin d'assise ergonomique CONFORT

### Produit recommandé pour :

- la prévention de la formation d'escarres, la surcharge de la colonne lombaire, la maladie dégénérative de la colonne vertébrale, la position assise prolongée forcée.

### Contre-indications :

- non indiquées.

### ENTRETIEN :

La mousse à mémoire de forme n'est pas lavable.

La taie extérieure est amovible et peut être lavée à une température maximale de 30 °C.



### Informations techniques :

Dimensions : 45x 37x9/6cm

Densité : 45 kg/m<sup>3</sup>

Composition :

Coussin : 100% polyuréthane

Taie extérieure (dessus et côtés) : 93% polyester, 7% Spandex, avec poignée sur le côté

Taie extérieure (fond) : 100% polyester avec points antidérapants

Couleur : bleu et gris

### Certificats :



### Fabricant :



LANIAKEA DIRECT SAS  
21-23 Rue Aristide Briand  
92170 Vanves, France