

LETT800

Rollator - Caddy



Lett800 - rouge

N° ARTICLE.: LETT800-S2



Lett800 - gris

N° ARTICLE.: LETT800-S3

■ Poids : 6 kg

FICHE TECHNIQUE

- Lo/La/Ha : 50/49/86-90-93-96 cm
- Poids : 6 kg
- Largeur de l'assise : 30 cm
- Hauteur de l'assise : 48 cm
- Profondeur de l'assise : 28 cm
- Diamètre roues : 16 cm
- Poids max. : 100 kg
- Charge max. du sac : 15 kg
- Inclinaison poignée : 12°

ACCESSOIRES



Accoudoirs pour
Lett800

N°ARTICLE: AR800

LETT900

Rollator - Caddy



Lett900 - rouge

N° ARTICLE.: LETT900P-S2



Lett900 - gris

N° ARTICLE.: LETT900P-S3

■ Poids 7 kg

FICHE TECHNIQUE

- Poids : 7 kg
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Hauteur de l'assise : 48 cm
- Profondeur de l'assise : 28 cm
- Diamètres roues : 18 cm
- Poids max. : 100 kg
- Charge max. du sac : 15 kg
- Contenu du sac : 36 litre
- Lo/La/Ha : 58/52/88,5-92,5-95,5-98,5 cm
- Inclinaison poignée : 0°

Mobio[®]
aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
FAX 09 296 11 05

BANQUE BE06 0017 5063 8822 | GEBABEBB
TVA BE0599 878 088