

# Coussin chauffant pour fauteuil



## Une agréable chaleur douce (infrarouge)

### ↪ Coussin chauffant infrarouge technologie Graphène

#### Confort et simplicité d'utilisation

- **Complètement nomade** grâce à l'alimentation par batterie (non fournie)
- **Alimentation** sur port **USB** (rallonge fournie)
- Jusqu'à **8h d'autonomie** (avec une batterie 10.000 mAh 5v/2A)
- **3 niveaux de température (grâce à un seul bouton)**
- **Grande sécurité d'utilisation** grâce au film graphène (lavable, résiste au poinçonnement)
- **Confortable et respirant.** Tissu 3D aéré et face interne antidérapante
- **Poche de rangement** à l'arrière (stockage de la batterie)



#### Caractéristiques

- Largeur 45cm \* Longueur 80cm; assise 40cm dossier 40cm
- Poids 900g
- Marquage CE, conforme REACH & ROHS
- Livré en boîte retail couleur



<b>Référence</b>	M23801000	<b>Code ACL</b>	3664390168435
------------------	-----------	-----------------	---------------

**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.