


Invacare **Omega Classique H450 1471163**



Coloris Lavande
Code 1471163

- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Qualité et stabilité de l'assise
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées

❶ Garniture de dossier	1470987
❷ Assise amovible	1470988
❸ Assise percée	1470989
❹ Manchettes d'accoudoirs (x2)	1470990
❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991
❻ Patins pour pieds (x4)	1470992

Lavande

Chaises-toilettes Omega



Yes, you can.®