

Hexa

HEXAPAD protections traversables

Les inserts **HEXAPAD** s'utilisent pour renforcer l'absorption des changes complets ou slips absorbants en cas de fuites sévères. Pour assurer le confort de l'utilisateur, les inserts **HEXAPAD** sont recouverts sur les deux faces d'un voile en non-tissé hydrophile, doux au toucher.

Le conseil du Technicien

En cas d'utilisation prolongée, il est important de veiller à l'intégrité cutanée de l'utilisateur.



Plus de douceur

Le voile non-tissé ultra doux procure un meilleur confort.



Plus d'absorption

Les fibres de celluloses longues garantissent une meilleure diffusion et une absorption plus efficace.

MAXI

16 x 60 cm

x30

HEX1131VM-01





HEXAPAD

protections traversables

HEXAPAD
protections traversables

| | 16 x 60 cm - MAXI | Protection |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| | HEX1131VM-01 | Référence |
| DIMENSIONS | | Tolérance |
| Longueur totale | 600 mm | ± 10 mm |
| Largeur totale (av/ar) | 160 mm | ± 5 mm |
| Longueur tampon | 540 mm | ± 10 mm |
| Largeur tampon (av/ar) | 160 mm | ± 5 mm |
| Forme tampon | Droite | • |
| POIDS | | Tolérance |
| Poids total | 50 g | ± 5 % |
| PERFORMANCES | | Tolérance |
| Absorption ISO 11-948 | 1 050 ml | ± 10 % |
| COMPOSITION | | |
| Pâte fluff | 100 % fibres cellulósiques | |
| Enveloppe extérieure | NT respirable | |
| CONDITIONNEMENT | | |
| Sachet (nombre de changes) | 30 changes | |
| Carton (nombre de sachets) | 4 sachets | |
| Palette (nombre de cartons) | 36 cartons | |
| Type de palette | 1 200 x 800 mm | |
| Code EAN sachet | 3760178860192 | |
| Code EAN carton | 3760178869454 | |

