

# Aquatec® | **Orca, Orca F, Orca XL**

NOUVEAU



- Crochet pour la télécommande sur le dossier
- Montage simplifié des accessoires
- Poignée de transport



## **Le confort et la sécurité dans le bain...**

La gamme *Aquatec Orca* est une gamme d'éleveurs de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

Doté d'une télécommande ergonomique intégrant la batterie, il est très simple d'utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs : dossier inclinable ou dossier fixe, version XL pour des patients allant jusqu'à 170 kg, dossier avec maintiens latéraux.



**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



## Caractéristiques

**Élévateur de bain** avec assise, dossier et embase en polypropylène (revêtement bleu ou blanc)

- Dossier inclinable jusqu'à 40°
  - Appui-tête intégré
  - Démontable en deux parties
  - Fonctionne avec batterie
  - Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble spirale et ventouses auto ventilées
  - Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire
- **1573875** Aquatec **Orca** - Elévateur de bain bleu avec dossier inclinable
  - **1573864** Aquatec **Orca** - Elévateur de bain blanc avec dossier inclinable



Aquatec **Orca**  
Dossier fixe - Blanc.  
Code 1573476



Aquatec **Orca XL**  
Poids maxi utilisateur :  
170 kg - Blanc.  
Code 1573685



Disponible avec des maintiens latéraux de dossier pour plus de maintien et confort.  
Code 1574062 - Blanc  
Code 1573974 - Bleu

### Pièces détachées Orca, Orca XL, Orca F

① Télécommande complète avec câble spiral	1470902
② Ventouses arrière à vis (la paire)	15071
③ Ventouses avant clipsées (la paire)	15072
● Chargeur complet avec câble	1471084
● Base seule	1471050
● Revêtement d'assise bleu	1470765
● Revêtement de dossier bleu	1470766
● Revêtement d'assise et de dossier bleu	1470767
● Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux	1471568
● Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux	1471567

**AUTONOMIE:** 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Vidéo disponible sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr) (rubrique Invacare Vidéos)

## Caractéristiques et options



### Télécommande ergonomique

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité.



### Montage très simple et sans outils

Conception de l'**Orca** en 2 parties très simple à monter et légère pour pouvoir le transporter.



### Base antidérapante pour plus de sécurité.



Système d'attache de la télécommande sécurisé et facile à installer.




Housse amovible lavable à 60°.



Système de vérin très performant

## Accessoires



### Appui-tête pour Aquatec Orca

Réglable en hauteur.  
Bleu 15462  
Blanc 15461



### Ceinture de maintien pour Aquatec Orca

Pour un bain en toute sécurité.  
Ceinture abdominale/ poitrine.  
1528702



### Guide pour rabats latéraux de l'assise

*Aquatec Major, Orca*  
Lorsqu'il y a des barres de maintiens montées à l'intérieur de la baignoire.  
Ref. : 15309. Largeur : 350 mm.



### Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser l'assise jusqu'à 60 mm pour *Aquatec Orca*.  
Hauteur 20 mm avec ventouses 15170  
Hauteur 20 mm sans ventouses 14694

## Accessoires



### Sac de transport

Avec roulettes pour le transport et le stockage.  
Aquatec **Orca** 14586



### Plots d'abduction à visser pour Aquatec **Major, Orca**















Pour éviter de glisser.  
1525932 Plot 70 mm  
1525933 Plot 120 mm



### Baignoire de démonstration

Dimensions:  
820mm x 535mm x 1275 mm  
Code: 1533938 (PLV payante)

## Caractéristiques techniques

							
<b>Orca</b>	375 mm	715 mm	490 mm	665 mm	295 mm	580 mm	920 mm
							
<b>Orca</b>	360 mm	1075 mm	Max. 420 mm Min. 60 mm	10,8 kg	0,4 kg	140 kg <b>Orca XL</b> : 170 kg	Housse amovible lavable

## Coloris



Blanc



Bleu