


La pandémie de Covid-19 et le verrouillage dans de nombreux pays du monde a conduit à une situation où le personnel de santé et les particuliers connaissent une pénurie d'équipements de protection individuelle (EPI).

## Masque de protection/Visière

protection fiable et facile à utiliser pour le personnel de santé ainsi que pour les particuliers.

- Protège tout le visage
- Permet de respirer facilement
- Anti-buée
- Léger et confortable à porter même pour des périodes plus longues



### Fiche technique

Dimension	Matériau	Epaisseur	Résistance à la chaleur
Visière: 325x180 mm Support: 190x210 mm	Visière: Film PET Support: PP	Visière: 0,125-0,18 mm	Visière: 100 °C

Tous les composants sont fabriqués en Finlande à partir de matériaux certifiés.

Le produit est développé par Prevox en coopération avec le secteur de la santé publique et les hôpitaux en Finlande. Avec plus de 60 ans d'expérience dans le moulage par injection plastique, Prevox peut garantir une haute qualité et la disponibilité des produits.

