

# Thermomètre sans contact COLSON®



## Rapide, précis et multi-fonctions

### Thermomètre *FlashTemp easy scan*

Mesure infrarouge, sans contact, de 5 à 15 cm

- Petit et léger
- Ultra rapide : prise de mesure en moins de 2 secondes
- Prise de température **sans contact**, sûre et hygiénique
- **Ecran couleur rétro-éclairé**
- **Indicateur lumineux de fièvre** (écran rouge, orange ou vert selon température)
- Mémoire des **50 dernières mesures**
- **Arrêt automatique** après 18 secondes de non utilisation
- **Multi-usages** (mode corporel et mode objet)



### Caractéristiques

- Plage de mesure : Mode corporel : 34.0°C à 42.9°C / Mode objet : 0°C à 100°C
- Précision :  $\pm 0.2^\circ\text{C}$  entre 35.0°C et 42.0°C / résolution : 0.1°C
- Affichage : Ecran à cristaux liquides, 4 chiffres plus symboles spécifiques
- Condition de fonctionnement : 15°C - 35°C
- Alimentation : 2 piles 1,5 v AAA (fournies)
- Dimensions : 150 mm x 95 mm x 44 mm / poids : 116g g sans pile
- Garantie : 2 ans

Désignation	Référence	Code ACL
Thermomètre FlashTemp easy scan	CC 749 0500	36643 901 421 5 2

CE 0598

**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.