

Stabilité et simplicité au service de la marche

Cadre de marche en aluminium anodisé

- Simplicité d'utilisation
- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces.
- Cadre pliant avec bouton très simple à actionner par simple appui, pas de pression prolongée pour libérer la main.
- Réglage en hauteur de 770 à 950 mm (Pas tous les 20 mm).
- Très léger pour faciliter les déplacements.

Confort

- Poignées en mousse ferme pour une bonne préhension et une bonne tenue dans le temps.
- Système de pliage (Seulement 120 mm de profondeur plié) pour faciliter vos déplacements.
- Cadre très rigide avec renfort en composite sur le côté pour une grande sécurité.
- Possibilité d'adapter des roues à l'avant en accessoires.




Caractéristiques et options



120 mm de profondeur plié !



Bouton de pliage



Poignée en mousse pour une bonne préhension




Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur Hors Tout	620 mm
Largeur entre poignées	430 mm
Largeur entre les pieds	550 mm
Profondeur Hors Tout	Ouvert 450 mm - Plié 120 mm
Hauteur ajustable	770 - 950 mm
Poids net	2,8 kg
Poids patient max	135 kg

Coloris

Aluminium



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Code

151569