

# EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON)

Réf. DS99903



CE  
0483



# EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON)



Réf. DS99903

## Kit Spécial Urgences

- Manomètre grand écran (diam 56,5cm)
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran
- Livré avec trousse de rangement en nylon et 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse)

NB: conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.

Dimensions des brassards:

Nourrisson: 10 à 20 cm

Enfant: 18 à 26 cm

Adulte: 26 à 35 cm

Bras forts: 32 à 42 cm

Cuisses: 41 à 66 cm

Caractéristiques techniques pour le tensiomètre:

- Conditions environnementales minimales pour lesquelles la tolérance maximum de  $\pm 3$ mmHG est respectée :
  - Conditions de mesure 10° à 40° C, humidité relative de l'air de 85%, sans condensation
  - Conditions de stockage -20° à 70°C, humidité relative de l'air de 85%, sans condensation
- Type d'affichage : échelle ronde
- Graduation de l'échelle : en pas de 2 mmHG
- Plage d'affichage 0 à 300 mmHG
- Plage de mesure 0 à 280 mmHG
- Mobilité de l'aiguille : pas de remise à zéro
- Génération de pression : poire
- Décompression : valve de décompression réglable.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesure)

Marquage : CE0483

Code barres : 3661040186924

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 901890

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,800

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 10

Humidité maxi : 85



13/01/2021 21:15 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DS99903

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.