

Débitmètre de pointe

COLSON®



Surveillance de la fonction pulmonaire au quotidien

➤ Débitmètre de pointe *Peak-Flow PF120A*

Mesure le Débit Expiratoire de Pointe (D.E.P.) en toute simplicité

- Gestion flexible à **3 zones**.
- Lecture facile du résultat
- Utilisation **mono-patient** (ou **multi-patients** avec embouts optionnels).

Caractéristiques

- Echelle de débit : 60-800 L/min
- Mode d'emploi inclus
- Garantie 2 ans



CE 0120

Référence	CC 692 1200	Code ACL	3401060270254
------------------	-------------	-----------------	---------------

Embouts optionnels : Modèle	références	Code ACL
200 embouts SafeTway, ø extérieur 30 mm	CC 690 0800	3401560574326
50 embouts SafeTway, ø extérieur 22 mm	CC 690 0900	3401560574494
50 embouts filtres BVF, ø extérieur 30 mm	CC 690 1220	3401560578577
85 embouts carton, ø extérieur 30 mm	CC 690 1700	3401060037659
160 embouts carton, ø extérieur 22 mm	CC 690 1500	3401060037604

Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.