

Rollator ALUBEST




Avec son cadre en aluminium, le rollator **Alubest** est léger et maniable avec ses 2 roues avant directionnelles. Ses poignées équipées de «freins parking», permettent de s'asseoir en toute sécurité sur l'assise qui recouvre une grande sacoche de rangement. La barre de dossier s'escamote réduisant ainsi l'encombrement quand le rollator est replié.

Matériaux : aluminium et assise PVC soudée

- > assise escamotable
- > barre de dossier amovible et escamotable
- > poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité) > freins parking
- > cadre pliable



Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 18



 YouTube

Video de présentation

DIMENSIONS

Rollator Alubest			
Hauteur assise-sol	53 cm	Longueur poignées	12 cm
Hauteur totale	78/93 cm	Profondeur totale	65 cm
Largeur hors tout	61 cm	Encombrement replié	62*93*25 cm
Largeur entre les poignées	65 cm	Diamètre des roues avant / arrière	150 mm
Dimension assise	35.5*30.5 cm	Poids	6.5 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC 1285619
243852	Rollator Alubest	3401060226718	53.81

