

Fauteuil manuel **Novo** *light*



NOUVELLE VERSION



- **5 tailles**
- **Pliable**
- **Léger et confortable**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Les + produit

Dossier **fixe** ou **inclinable**
par crémallières, avec **barre
de tendeur réglable en largeur.**

Avec **accoudoirs escamotables**
facilitant le transfert latéral.

5 largeurs d'assise
39 à 51 cm.

Potences
escamotables
intérieur/extérieur.

Roues arrière
ø 24" à bandages
noirs.

**Pédales
de franchissement
des obstacles.**

Roues avant ø 6"
à bandages noirs.

Châssis **Aluminium** coloris brun
et toiles noires.

NOUVELLE VERSION

Novo *light*

Les nouveautés



Les pneus.

Profil plus roulant pour moins de résistance et plus de confort au roulage.




Les freins.

Fonctionnement fluide, pas de prise de jeu. Maintenance minimum.



Les paliers.

En inox. Fiabilité, durabilité. Maintenance minimum.



Les roues avant.

Roulements avec moins de résistance, plus de confort au roulage.



Les fourches.

Chasse diminuée de 20 mm. Plus de maniabilité et déplacement facilité.

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Les accessoires



Repose-jambes à compensation **avec système à molette.**



Roulettes anti-bascule.



Appui-tête multi-positions.



Tige porte-sérum.



Ceinture ventrale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Largueur hors-tout	Hauteur dossier	Hauteur assise réglable	Largueur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Longueur hors-tout avec potences	Poids du fauteuil alu	Poids maxi utilisateur
39 42 45 48 51	42 cm	60,5 63,5 66,5 69,5 72,5	43 cm	45 à 50 cm*	32 cm	97 cm	108 cm	A partir de 13,4 kg	125 kg

* Livré monté en 50 cm.

Dimensions ± 1 cm.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

